

Auto-Update

Anleitung OneBox Dental

Autor: Knupp Yvonne
Firma: Curaden AG
Abteilung: IT
Erstellungsdatum: 20. August 2018

Verantwortlichkeiten

Name	Funktion
Yvonne Knupp	Dokumentenpflege
Yvonne Knupp	Verantwortlicher

Änderungsnachweis

Version	Datum	Autor	Änderungsgrund / Bemerkungen
1.0	20.08.2018	Y. Knupp	Initialfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Einstellungsparameter	4
2	Update durchführen	6

Diese Anleitung beschreibt, wie die Update-Funktion von OneBox gesteuert werden kann.

1 Einstellungsparameter

In den allgemeinen OneBox Einstellungen kann definiert werden wie die Überprüfung nach neuen Updates erfolgen soll.

The screenshot shows the 'Allg. Einstellungen' (General Settings) window of the OneBox application. The window title is 'OBD V15 (Build 156004) - Curaden IT Solutions - 9999'. The left sidebar contains a list of settings categories, with 'Allg. Einstellungen' selected. The main area displays various settings for 'Praxis Dr. Muster1'. A red box highlights the update check settings:

- Automatisch auf Updates prüfen 1
- Prüfen um 00:00:00 2
- Prüfung auf Updates nur hier 3

1 = Automatisch auf Updates prüfen:

Aktiv= Onebox prüft bei jedem Start ob ein neues Update verfügbar ist (empfohlen).
Ist ein Update verfügbar erscheint eine Meldung mit den Release Notes und der Möglichkeit den Download und die Installation des Updates zu starten oder den Vorgang abzubrechen.

Inaktiv = Onebox sucht nicht nach neuen Updates (nicht empfohlen).
Um Updates herunter zu laden muss das Feld wieder aktiviert werden.

2 = Prüfen um:


Mit dem Standard-Wert 00:00:00 wird bei jedem Start von OneBox geprüft, ob ein Update verfügbar ist (empfohlen).

Wird ein anderer Wert z. B 16:00:00 eingegeben prüft OneBox um 16 Uhr ob ein Update verfügbar ist. Wichtig ist, dass der Computer um diese Zeit in Betrieb und OneBox gestartet sein muss.

3 = Prüfung auf Updates nur hier

Diese Auswahl stellt zwei Varianten zur Verfügung


Aktiv:




Es wird nur von diesem Computer aus nach Updates geprüft auf dem die Einstellung aktiviert ist.

Auf allen anderen Computern wird die Einstellung wie in den folgenden Bildern dargestellt:

Mac




Windows



Mit dieser Funktion können Sie steuern, welche Computer berechtigt sind ein Update zu veranlassen. Beispielsweise könnten Sie damit bestimmen, dass nur vom Computer der Praxisleitung oder der Administration aus Updates gestartet werden können.


Inaktiv



Die Überprüfung wird von allen Computern aus durchgeführt.

2 Update durchführen

Der Hinweis auf ein verfügbares Update erscheint in einem separatem Fenster und enthält im Text die Versionsnummer und eine Zusammenfassung der im Update enthaltenen Anpassungen.



1= Das Update wird sofort gestartet. In einer Mehrplatzumgebung wird die Verbindung zum Server getrennt. Nach dem das Update geladen und installiert wurde, startet OneBox automatisch neu und kann wieder verwendet werden.

2= Das Update-Fenster wird geschlossen und es wird keine Aktion ausgeführt. Beim nächsten Start von OneBox oder zu dem in den Einstellungen festgelegten Zeitpunkt erscheint das Fenster erneut.