

# **Zertifikate 2019 für MediPort Communicator Installations-Anleitung**

---

Autor: Knupp Yvonne  
Firma: Curaden AG  
Abteilung: IT  
Erstellungsdatum: 04. Dezember 2018

## Verantwortlichkeiten

Name	Funktion
Yvonne Knupp	Dokumentenpflege
Yvonne Knupp	Verantwortlicher

## Änderungsnachweis

Version	Datum	Autor	Änderungsgrund / Bemerkungen
1.0	04.12.2018	Y. Knupp	Initialfassung

---

## Inhaltsverzeichnis

Verantwortlichkeiten.....	2
Änderungsnachweis.....	2
1. Installation auf Mac.....	4
2. Installation auf Windows PC.....	5

## Grund

Diese Anleitung beschreibt die Installation der neuen Zertifikate **auf dem Gerät, auf dem die Rechnungen erstellt werden, resp. wo MediPort Communicator installiert ist.**

Die neuen Zertifikate können ab sofort importiert werden. Der Import muss spätestens vor dem ersten Transfer von Rechnungen im Januar erfolgt sein.

## Voraussetzungen

Sie haben einen **Vertrag mit Medidata AG** und bereits ein Schreiben inklusive einer CD mit den neuen Zertifikaten für das Jahr 2019 erhalten. Die Passwörter werden im weiteren Prozess nicht benötigt.

## Support


Bei Fragen hilft unser Support gerne weiter. Sie erreichen uns unter 041 267 67 69 (Dienstleistungen zu MediPort sind kostenpflichtig).

Vor Beginn muss der MediPort Communicator gestoppt werden.


## 1. Installation auf Mac

Die CD in ein CD-ROM Laufwerk einlegen und öffnen. Von den vorhandenen Dateien ist nur die Datei **EANxxxxxxxxxx\_mpg.keystore** wichtig.

Die Keystore-Datei befindet sich im Ordner **Macintosh HD/opt/mpcdata/config/**



Diese Datei löschen und die neu erhaltene Keystore-Datei von der CD hineinkopieren.




Damit werden die Zertifikate automatisch für das Jahr 2019 angepasst.

Danach muss der MediPort Communicator neu gestartet werden.

Vor Beginn muss der MediPort Communicator gestoppt werden.


## 2. Installation auf Windows PC

Die CD in ein CD-ROM Laufwerk einlegen und öffnen. Von den vorhandenen Dateien ist nur die Datei **EANxxxxxxxxxxx\_mpg.keystore** wichtig.



Die Keystore-Datei befindet sich im Ordner **C:\mpcdata\config/**

Diese Datei löschen und die neu erhaltene Keystore-Datei von der CD hineinkopieren.



Damit werden die Zertifikate automatisch für das Jahr 2019 angepasst.

Danach muss der MediPort Communicator neu gestartet werden.